



Catalogue des analyses - Laboratoire

Triglycérides

Liquide pleural

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée OUI

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
061232
Lien
[012 - Chimie clinique - Matériel spécial](#)

Pré analytique

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum 2 ml

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Volume minimum 2 ml

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24.](#)



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Analyseur cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 2.5