Catalogue des analyses - Laboratoire

# Urée

Urine fraiche



## Informations générales

### Examen

Ajout d'analyse	Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061220 Lien

<u>011 - Chimie clinique - Urine</u>



## Pré analytique

### Prélèvement

Nature	• Urine fraîche
Instruction(s) particulière(s)	Conserver l'urine native au frigo.
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine
	Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151
Matériel pédiatrique	
Quantité	1
Contenant	Tube 8.5 ml pour urine
	Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151
Volume minimum	2 ml
volume minimum	
Acheminement	
	Réception des laboratoires
Acheminement	Réception des laboratoires BH18-100
Acheminement  Dépose des prélèvements	
Acheminement  Dépose des prélèvements  Site	BH18-100 Bugnon 46
Acheminement  Dépose des prélèvements  Site  Adresse	BH18-100  Bugnon 46 1011 Lausanne
Acheminement  Dépose des prélèvements  Site  Adresse  Pneumatique	BH18-100  Bugnon 46 1011 Lausanne 439



## **Analytique**

### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H	
Téléphone	021 31 44 121	
Site web	<u>Chimie clinique</u>	
Méthode analytique		
Principe de la méthode	• Uréase	
Analyseur	cobas 8000, Roche Diagnostics	
Post analytique		
Tarif		
Tarif (CHF)	2.3	
Condition(s) spéciale(s)	Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des facturables en sus	analyses

