

Catalogue des analyses - Laboratoire

Urée

Urine 24h

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée OUI

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
061220
Lien
[011 - Chimie clinique - Urine](#)

Renseignements à fournir Volume et durée de la récolte.


Pré analytique

Prélèvement

Instruction(s) particulière(s) Mélanger à chaque miction dans un bocal gradué 2l (pour diurèse/récolte d'urine), conserver au frigo.

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 8.5 ml pour urine

 Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube 8.5 ml pour urine



Monovette bouchon jaune - N° commande : 949151

| | |
|--|--|
| Volume minimum | 2 ml |
| Acheminement | |
| Dépose des prélèvements | Réception des laboratoires |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture de la réception | 24h/24 |
| Téléphone | 021 31 44 280 |
| Site web | <u>Réception des laboratoires 24/24.</u> |



Analytique

Prestataire

| | |
|---|-----------------------------------|
| Prestataire | Laboratoire de chimie clinique |
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | 24/24H |
| Téléphone | 021 31 44 121 |
| Site web | Chimie clinique |

Méthode analytique

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Analyseur | cobas 8000, Roche Diagnostics |
|------------------|-------------------------------|

Post analytique

Tarif

| | |
|--------------------|-----|
| Tarif (CHF) | 2.3 |
|--------------------|-----|