



Catalogue des analyses - Laboratoire

Vitamine A

Sang



Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence et/ou horaire d'exécution

1x / 2 semaines

Analyse accréditée

OUI

Synonyme

Retinol, vitamine A1

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande


999069

Lien

010 - Chimie clinique - Sang


Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	<p>Tube 2.6 ml EDTA-K</p>  <p>Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009</p>

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Un volume de prélèvement de 2 ml est suffisant pour réaliser des demar cumulées de vitamines A et E
---	--

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	<p>Tube 1.2 ml EDTA-K</p>  <p>Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995</p>

Volume minimum	0.5 ml
-----------------------	--------

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger durant 5 minutes à température ambiante à 3600 G, décanter le plasma et protéger de la lumière à l'aide de papier d'aluminium
Conservation	Plasma à -20°C
Conditions d'acheminement	Envoi sur glace sèche ou container à -20°C
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web

Chimie clinique

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

61.2

Condition(s) spéciale(s)

Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus