



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Vitamine A

Sang




## Informations générales

### Examen

<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence et/ou horaire d'exécution</b>	1x /2 semaines
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Synonyme</b>	Retinol, vitamine A1
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999069 <b>Lien</b> <u><a href="#">010 - Chimie clinique - Sang</a></u>

## Pré analytique


### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	<p>Tube 2.6 ml EDTA-K</p>  <p>Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009</p>

### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Un volume de prélèvement de 2 ml est suffisant pour réaliser des demar  
cumulées de vitamines A et E

### Matériel pédiatrique

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	<p>Tube 1.2 ml EDTA-K</p>  <p>Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995</p>

<b>Volume minimum</b>	0.5 ml
-----------------------	--------

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

<b>Préparation</b>	Centrifuger durant 5 minutes à température ambiante à 3600 G, décanter le plasma et protéger de la lumière à l'aide de papier d'aluminium
<b>Conservation</b>	Plasma à -20°C
<b>Conditions d'acheminement</b>	Envoi sur glace sèche ou container à -20°C
<b>Acheminement</b>	
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne

**Pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24

---

**Téléphone** 021 31 44 280

---

**Site web** [Réception des laboratoires 24/24.](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

---

**Site** BH18-100

---

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Tube pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

---

**Téléphone** 021 31 44 121

---

**Site web** [Chimie clinique](#)

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 61.2

---

**Condition(s) spéciale(s)** Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus