Catalogue des analyses - Laboratoire

Vitamine B12

Sang

Informations générales

Ex	am	ien

Ajout d'analyse

Renseignement téléphonique

Horaire de réalisation

Analyse accréditée

Synonyme

Cette analyse ne peut pas être ajoutée à une demande existante

021 31 44 121

24h/24

OUI

Cobalamine, cyanocobalamine, hydroxycobalamine, methylcobalamine

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande
999069

010 - Chimie clinique - Sang

Lien

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Microtube 0.3 ml sérum

1





Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Le même volume suffit si cumul avec Folate.

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter sérum (vol min 0.3 ml)
Conservation	Conserver le sérum à 4°C si <48 h, à -20°C si >48 h.
Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum à 4°C si <48 h, à -20°C si >48 h.
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H	
Téléphone	021 31 44 121	
Site web	Chimie clinique	
Méthode analytique		
Analyseur	cobas 8000 / e801, Roche Diagnostics	
Post analytique		
Tarif		
Tarif (CHF)	22.5	

facturables en sus

Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses



Condition(s) spéciale(s)