Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00870

V23 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Vitamine D (25-OH)

Sang



Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Limitation selon la LA dès le 1.7.2022 1. Facturable une seule fois en cas de détermination séparée des deux formes de 25-hydroxy-vitamine D (25-OH-D3 et 25-OH-D2) 2. Uniquement chez les patients: - souffrant ou suspectés de souffrir d'une des pathologies suivantes: Sostéomalacie, rachitisme Ostéopénie Ostéoporose fracture non traumatique après une chute de cause peu claire chez les patients ≥ 65 ans risque anamnestique accru de fracture les patients ≥ 65 ans avec des pathologies suivantes affectant le métabolisme de la vitamine D ou son absorption: maladies rénales, y inclus l'urolithiase, troubles de l'hormone parathyroidienne, de la calcémie et/ou de la phosphatémie maladies gastro-intestinales syndromes de malabsorption maladies hépatiques prenant des médicaments influençant le métabolisme de la vitamine D ou son absorption. En cas de suivi du taux de vitamine D dans le cadre d'un des cas listés sous le point 2, l'analyse peut être facturée au maximum une fois tous les 3 mois.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Vitamine D2 (25-OH), vitamine D3 (25-OH), 25-hydroxy vitamine D2, 25-hydroxy-vitamine D3, 25-OH-vitamine D2, 25-OH-vitamine D3, calcidiol, calcifediol
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang



Pré analytique

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité 2

Contenant Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter sérum (vol idéal y.c sérothèque >	> 1 ml)
Conservation	Conserver le sérum à 4°C si > 48 h conserver à -20°C	
Conditions d'acheminement	Envoyer le sérum à température ambiante	
Acheminement		
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	



Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24
Analytique	

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>

Méthode analytique

Analyseur LIAISON XL / DiaSorin

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF) 47.7

Voir limitation d'indication clinique pour le remboursement par la LAMal.

Merci d'en informer le patient en cas de non remboursement.

