

Catalogue des analyses - Laboratoire

Zinc

Sang


Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Analyse sous-traitée	OUI
Synonyme	Zn
Prescription	
Formulaire de demande	<p>Numéro de commande 061219</p> <p>Lien 010 - Chimie clinique - Sang</p>

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	<p>Tube 4.9 ml sérum sans gel</p>  <p>Monovette bouchon blanc - N° commande : 510440</p>

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Les mêmes tubes suffisent pour sélénium et cuivre

Matériel pédiatrique

Quantité	3
Contenant	Microtube 0.3 ml sérum



Microvitesse bouchon blanc - N° commande : 511122

Traitement du prélèvement pour requérants externes**Préparation** Centrifuger et décanter le sérum (vol min. 0.4ml)**Conservation** Sérum à 4°C**Conditions d'acheminement** Envoyer le sérum à T° ambiante**Acheminement****Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires**Site** BH18-100**Adresse** Bugnon 46
1011 Lausanne**Pneumatique** 439**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24**Téléphone** 021 31 44 280**Site web** [Réception des laboratoires 24/24.](#)



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	39.6
Condition(s) spéciale(s)	Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus