



Catalogue des analyses - Laboratoire

Vitamine E

Sang


Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence et/ou horaire d'exécution	1x /2 semaines
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Tocophérol, alpha-tocophérol
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061219 Lien 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 2.6 ml EDTA-K  Monovette bouchon rouge - N° commande : 950059
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	2 ml pour réaliser des demandes cumulées des vitamines A et E

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 1.2 ml EDTA-K  Monovette bouchon rouge - N° commande : 510299

Volume minimum 0.5 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger durant 5 min à ~3600 g. Décanter le plasma et protéger de la lumière
Conservation	Conserver le plasma à -20°C
Conditions d'acheminement	Envoi congelé (glace sèche ou container)

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web

[Chimie clinique](#)

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

61.20

Condition(s) spéciale(s)

Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus