



Catalogue des analyses - Laboratoire

Vitamine E

Sang



Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence et/ou horaire d'exécution

1x / 2 semaines

Analyse accréditée

OUI

Synonyme

Tocophérol, alpha-tocophérol

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande


999069

Lien

010 - Chimie clinique - Sang


Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	<p>Tube 2.6 ml EDTA-K</p>  <p>Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009</p>

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses 2 ml pour réaliser des demandes cumulées des vitamines A et E

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	<p>Tube 1.2 ml EDTA-K</p>  <p>Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995</p>

Volume minimum 0.5 ml

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger durant 5 min à ~3600 g. Décanter le plasma et protéger de la lumière

Conservation Conserver le plasma à -20°C

Conditions d'acheminement Envoi congelé (glace sèche ou container)

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de chimie clinique

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaire d'ouverture du laboratoire

24/24H

Téléphone

021 31 44 121

Site web

[Chimie clinique](#)

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

61.2

Condition(s) spéciale(s)

Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus