



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Virus de la dengue

Sérodiagnostic antigène NS1 + IgG et IgM

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Détection de l'antigène NS1 (phase virémique précoce) et des IgG et IgM anti-virus de la dengue (séroconversion).

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 107

**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire

**Analyse accréditée** NON

**Spécialité**

- Sérologie microbienne

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
913346  
**Lien**  
[060 - IMU - Examens sérologiques](#)

**Renseignements à fournir** En cas de test rapide effectué au lit de la patiente ou du patient, merci de préciser le résultat sur le formulaire de demande

## Pré analytique


### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 7.5 ml sérum gel  
  
 Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

**Contenant(s) autre(s)** Tube 7.5 ml sérum sans gel

### Matériel pédiatrique

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

Nuit et we

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

- Centrifuger durant 10 minutes à 2500G
- Décanter le sérum, volume minimal : 2 ml

#### Conservation

Frigo 4°C

#### Conditions d'acheminement

à T° ambiante  
à -20°C si envoi >8 heures

### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30  
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

#### Téléphone

021 31 44 280

#### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

#### Site web

[Réception des laboratoires](#)



## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de sérologie (microbiologie)

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 314 41 07

**Astreinte** Microbio sérologie

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • ELFA

**Analyseur** VIDAS

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 93.6