

Catalogue des analyses - Laboratoire

Leptospira sp PCR

Biopsie tissu articulaire

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Analyse sous-traitée

OUI

Spécialité

- Diagnostic moléculaire microbiologique

Synonyme

Leptospirose

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Biopsie tissu articulaire

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Stabilité maximale avant envoi**Réfrigéré** Oui**Traitement du prélèvement pour requérants externes****Préparation** Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire**Conservation** 4°C**Conditions d'acheminement** Température ambiante dans les 24h suivant la prise**Acheminement****Conditions d'acheminement** Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires**Site** BH18-100**Adresse** Bugnon 46
1011 Lausanne**Pneumatique** 439**Horaire d'ouverture de la réception** Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00**Téléphone** 021 31 44 280**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH**Site web** [Réception des laboratoires](#)



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07
Site web	<u>Microbio moléculaire</u>