

Catalogue des analyses - Laboratoire

Hémoculture - Mycobactérie

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Recherche de Mycobactéries dans le sang.
- Prélever du sang dans un tube hépariné (Le flacon dédié à cette recherche n'est pas disponible dans les services. Il est inoculé au laboratoire)

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Spécialité

- Mycobactérie tuberculose complexe
- Mycobactérie non tuberculose
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Bon 151 recto, cocher le site (périphérique ou autre) de la prise (si besoin compléter le champ localisation en bas de page)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 7.5 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT – N° commande : 999011

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Oui

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

Température ambiante, délai <24h

Acheminement

Conditions d'acheminement

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de
demande.
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">• Culture
Analyseur	Les flacons sont incubés jusqu' à 42 jours

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	135
--------------------	-----