

Catalogue des analyses - Laboratoire

Hémoculture - Mycobactérie

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Recherche de Mycobactéries dans le sang.
- Prélever du sang dans un tube hépariné (Le flacon dédié à cette recherche n'est pas disponible dans les services. Il est inoculé au laboratoire)

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Spécialité

- Mycobactérie tuberculose complexe
- Mycobactérie non tuberculose
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Bon 151 recto, cocher le site (périphérique ou autre) de la prise (si besoin compléter le champ localisation en bas de page)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 7.5 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999011

Stabilité maximale avant analyse**Réfrigéré** Oui**Traitement du prélèvement pour requérants externes****Conservation** 4°C**Conditions d'acheminement** Température ambiante, délai <24h**Acheminement****Conditions d'acheminement** Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires**Site** BH18-100**Adresse** Bugnon 46
1011 Lausanne**Pneumatique** 439**Horaire d'ouverture de la réception** Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00**Téléphone** 021 31 44 280**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH**Site web** [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Culture

Analyseur

Les flacons sont incubés jusqu' à 42 jours

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 135