Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Panfungal PCR**

Sécrétions conjonctivales



# Informations générales

### **Examen**

But de l'analyse	Recherche à large spectre de DNA de champignon dans un échantillon clinique	
Indication diagnostique	Après cultures négatives Après un traitement anti-fongique Les prélèvements non normalement stériles (muqueuses, urines prél. respiratoires) ne sont pas accéptés	
Renseignement téléphonique	021 31 44 107	
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire	
Fréquence d'exécution	1x/jour	
Analyse accréditée	OUI	
Spécialité	Diagnostic moléculaire microbiologique	
Synonyme	Broad spectrum PCR, champignon, large spectre	
Prescription		
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques	



### Pré analytique

### **Prélèvement**

• Sécrétions conjonctivales **Nature** 

**Matériel standard** 

1 Quantité

ESwab (bouchon rose Copan) **Contenant** 

Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux

N° commande: 935524

Stabilité maximale avant envoi

Oui Réfrigéré

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Utilisation d'un récipient stérile ou milieu de transport adéquat aux analyses de biologie moléculaire	
Conservation	4°C	
Conditions d'acheminement	T° ambiante dans les 24h suivant la prise	
Acheminement		
Conditions d'acheminement	Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande. Faire acheminer par porteur les échantillons précieux ou urgents	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00	



Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique	
D.,	

Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de diagnostic moléculaire (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00

Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 8h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Service de garde d'urgence 7 jours sur 7 7h00 à 22h00 : 021 314 41 07
Site web	Microbio moléculaire

Site web	<u>Microbio moléculaire</u>
----------	-----------------------------

Délai de rendu	2-3 jours
Delai de relida	

Méthode analytique	
Principe de la méthode	• PCR

# Post analytique

Résultats

Tarif (CHF)	119.7
I alli (Cili )	

