Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_01424

V16 - 22/10/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Protozoaires - Panel PCR**

Selles



### Informations générales

#### **Examen**

But de l'analyse	<ul> <li>Détection par PCR dans les Selles de Entamoeba histolytica, Cryptosporidium species (hominis, parvum), Gardia lamblia</li> <li>UN SEUL échantillon est suffisant par épisode infectieux.</li> </ul>	
Renseignement téléphonique	021 31 44 107	
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire	
Fréquence et/ou horaire d'exécution  Du lundi au vendredi		
Analyse accréditée	OUI	
Spécialité	<ul><li>Parasitologie</li><li>Microbiologique</li></ul>	
Prescription		
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques	
Renseignements à fournir	Bon 151 recto - Selles - Cocher l'échantillon Bon 151 verso - Affections gastrointestinales - Cocher Panel	

## Pré analytique

#### **Prélèvement**

Nature	• Selles
Instruction(s) particulière(s)	1 échantillon de selles.
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Pot pour selles 30ml avec spatule bouchon à vis blanc

protozoaires

Bon 151 verso - Affections gastrointestinales - Cocher Panel





N° commande : 997242

Contenant(s) autre(s)	Flacon para - pak - saf fixative + cuillère	
Volume minimum	~1/3 du tube	
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.	
Stabilité maximale avant envoi		
Réfrigéré	Nuit	
Traitement du prélèvement pour requérants externes		
Conservation	4°C	

Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	Température ambiante, délai > 24h.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30



	Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique Principe de la méthode	• PCR en temps réel
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	10 jours
Tarif	
Tarif (CHF)	119.7



Condition(s) spéciale(s)

La position 3517.00 est appliquée