



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Protozoaires - Panel PCR

Selles

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

- Détection par PCR dans les Selles de *Entamoeba histolytica*, *Cryptosporidium species (hominis, parvum)*, *Gardia lamblia*
- UN SEUL échantillon est suffisant par épisode infectieux.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence et/ou horaire d'exécution

Du lundi au vendredi

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Parasitologie
- Microbiologique

### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

743200

##### Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

#### Renseignements à fournir

Bon 151 recto - Selles - Cocher l'échantillon  
Bon 151 verso - Affections gastrointestinales - Cocher Panel  
protozoaires

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Selles

#### Instruction(s) particulière(s)

1 échantillon de selles.

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Pot pour selles 30ml avec spatule bouchon à vis blanc



N° commande : 997242

<b>Contenant(s) autre(s)</b>	Flacon para - pak - saf fixative + cuillère
<b>Volume minimum</b>	~1/3 du tube
<b>Règle(s) si cumul avec d'autres analyses</b>	1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.
<b>Stabilité maximale avant envoi</b>	
<b>Réfrigéré</b>	Nuit
<b>Traitement du prélèvement pour requérants externes</b>	
<b>Conservation</b>	4°C
<b>Conditions d'acheminement</b>	Température ambiante, délai > 24h.
<b>Acheminement</b>	
<b>Conditions d'acheminement</b>	T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30

Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

## Téléphone

021 31 44 280

## Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

## Site web

[Réception des laboratoires](#)

# Analytique

## Prestataire

### Prestataire

Laboratoire de microbiologie

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Tube pneumatique

439

### Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

### Téléphone

021 314 41 07

### Astreinte

Microbiologie

## Méthode analytique

### Principe de la méthode

- PCR en temps réel

# Post analytique

## Conservation après examens

### Prélèvement primaire

10 jours

## Tarif

### Tarif (CHF)

119.7

### Condition(s) spéciale(s)

La position 3517.00 est appliquée