



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Protozoaires - Panel PCR

Selles

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

- Détection par PCR dans les Selles de Entamoeba histolytica, Cryptosporidium species (hominis, parvum), Gardia lamblia
- UN SEUL échantillon est suffisant par épisode infectieux.

---

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

---

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

---

#### Fréquence et/ou horaire d'exécution

Du lundi au vendredi

---

#### Analyse accréditée

OUI

---

#### Spécialité

- Parasitologie
- Microbiologique

### Prescription

#### Formulaire de demande

**Numéro de commande**

743200

**Lien**[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

---

#### Renseignements à fournir

Bon 151 recto - Selles - Cocher l'échantillon  
Bon 151 verso - Affections gastrointestinales - Cocher Panel  
protozoaires

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Selles

---

#### Instruction(s) particulière(s)

1 échantillon de selles.

### Matériel standard

#### Quantité

1

---

#### Contenant

Pot pour selles 30ml avec spatule bouchon à vis blanc



N° commande : 997242

**Contenant(s) autre(s)**

Flacon para - pak - saf fixative + cuillère

**Volume minimum**

~1/3 du tube

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

**Stabilité maximale avant analyse**

**Réfrigéré**

Nuit

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Conservation**

4°C

**Conditions d'acheminement**

Température ambiante, délai > 24h.

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30

Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte**En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

**Prestataire****Prestataire**

Laboratoire de microbiologie

**Site**

BH18-100

**Adresse**Bugnon 46  
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

**Astreinte**

Microbiologie

**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- PCR en temps réel

## Post analytique

**Conservation après examens****Prélèvement primaire**

10 jours

**Tarif****Tarif (CHF)**

119.7

**Condition(s) spéciale(s)**

La position 3517.00 est appliquée