Catalogue des analyses - Laboratoire

Streptocoques beta-hémolytiques culture

Frottis gorge angine

Informations générales

Evamon				
	C	-	_	_
	F Y A	m	0	п

But de l'analyse	Recherche par culture de Streptocoques beta-hémolytiques des groupes A, C et G dans le frottis de gorge.
Ajout d'analyse	 L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures. Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	BactériologieMicrobiologique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Formulaire de demande Renseignements à fournir	743200 Lien
	743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques Compléter le bon recto et verso - Cocher Streptocoques b-
Renseignements à fournir	743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques Compléter le bon recto et verso - Cocher Streptocoques b-
Renseignements à fournir Pré analytique	743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques Compléter le bon recto et verso - Cocher Streptocoques b-
Renseignements à fournir Pré analytique Prélèvement	Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques Compléter le bon recto et verso - Cocher Streptocoques b-hémolytiques A, C, G (angine)
Renseignements à fournir Pré analytique Prélèvement Nature	Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques Compléter le bon recto et verso - Cocher Streptocoques b-hémolytiques A, C, G (angine)





N° commande: 935524

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation 2 – 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

• Température ambiante

• Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.

• Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Culture
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	10 jours.
Tarif	
Tarif (CHF)	69.3
Condition(s) spéciale(s)	Position 3320.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3319.00 si négatif

négatif

