



Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Bactériologie générale culture**

Cathéters, Sondes, Tubulures (drainage)

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Recherche spécifique par culture de bactéries aérobies dans les échantillons de type, cathéters, sondes et tubulures de drainage.

#### Ajout d'analyse

- L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien


[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

#### Renseignements à fournir

Compléter le bon recto et verso.

## Pré analytique

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Récipient stérile, PS, fond plat  Bouchon gris vissant N° commande : 908016
<b>Règle(s) si cumul avec d'autres analyses</b>	1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151
<b>Stabilité maximale avant analyse</b>	
<b>Réfrigéré</b>	Nuit
<b>Traitement du prélèvement pour requérants externes</b>	
<b>Conservation</b>	2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.
<b>Acheminement</b>	
<b>Conditions d'acheminement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Température ambiante</li> <li>• Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.</li> <li>• Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.</li> </ul>
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439

<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<a href="#">Réception des laboratoires</a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de microbiologie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 314 41 07
<b>Astreinte</b>	Microbiologie

### Méthode analytique

#### Principe de la méthode

- Culture

## Post analytique

### Conservation après examens

#### Prélèvement primaire

10 jours

### Tarif

#### Condition(s) spéciale(s)

- Cathéters intravasculaires: Position 3312.00 si positif - Position 3311.00 si négatif
- Cathéters autres et tubulures: Position 3337.00 si positif - Position 3336.00 si négatif