



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Parasitologie Larves (Microscopie)

Abcès - Liquides de ponction

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Identification de larve extraite d'un échantillon. Recherche par microscopie dans un échantillon de type abcès ou liquide.

#### Préparation du patient

Prélèvement de larve par chirurgie.  
Demander un examen sérologique au TPH (externalisation)

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 107

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence et/ou horaire d'exécution

Du lundi au vendredi

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Parasitologie
- Microbiologique

### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

#### Renseignements à fournir

Bon 151 Verso - Renseigner le champ "Autre analyse" en bas de page

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Abscès / kyste, cérébral
- Abscès / kyste, foie
- Abscès / kyste, pulmonaire
- Aspiration bronchique
- Cytoponction ou liquide de kyste
- Larve
- Liquide

#### Instruction(s) particulière(s)

Conserver la larve dans une solution physiologique (NaCl 0.9%)

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<a href="#"><u>Réception des laboratoires</u></a>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de microbiologie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 314 41 07
<b>Astreinte</b>	Microbiologie

### Méthode analytique

<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microscopie</li> </ul>
-------------------------------	---

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Prélèvement primaire</b>	10 jours.
-----------------------------	-----------

### Tarif

<b>Tarif (CHF)</b>	40.5
--------------------	------