



Catalogue des analyses - Laboratoire

Bactériologie générale culture - Selles nouveau-né

Méconium - Entérocolite nécrosante



Informations générales

Examen

But de l'analyse	Recherche par culture de bactéries aérobies et anaérobies dans les échantillons de selles chez le nouveau-né.
Indication diagnostique	Indiquer le contexte de suspicion d'entérocolite nécrosante ou alors 1ère selle méconium.
Ajout d'analyse	<ul style="list-style-type: none">L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">BactériologieMicrobiologique

Prescription

Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 – IMU – Examens microbiologiques
------------------------------	--

Renseignements à fournir Compléter le bon recto et verso

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none">MéconiumSelles
---------------	---

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Pot pour selles 30ml avec spatule bouchon à vis blanc



N° commande : 997242

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

2 - 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Température ambiante
- Le délai recommandé est de ≤ 24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde





des laboratoires LCC-LCH

Site web

Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de microbiologie

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

Téléphone 021 314 41 07

Astreinte Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode • Culture

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 10 jours

Tarif

Tarif (CHF) 180

Condition(s) spéciale(s) Position 3339.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3338.00 si négatif