Catalogue des analyses - Laboratoire

# Frottis vaginal / col - Vaginose simple

Bactériologie



### Informations générales

#### **Examen**

But de l'analyse	<ul> <li>Mise en évidence par microscopie du Score de Nugent (Coloration de Gram).</li> <li>En cas de prédominance de cocci Gram positif, une culture est ajoutée automatiquement.</li> </ul>
Indication diagnostique	Suspicion de vaginose simple
Ajout d'analyse	<ul> <li>L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 48 heures.</li> <li>Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.</li> </ul>
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul><li>Bactériologie</li><li>Microbiologique</li></ul>
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	<ul> <li>Bon 151 recto - Sphère génitale - Cocher vagin ou endocol et vaginose</li> <li>Bon 151 verso - Bactériologie - Cocher Culture</li> </ul>

## Pré analytique

**Prélèvement** 

• Frottis col **Nature** • Frottis vaginal

**Matériel standard** 

ESwab (bouchon rose Copan)

1

Quantité

**Contenant** 



N° commande: 935524

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151

Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Conservation** 2 – 8°C jusqu'à envoi de l'échantillon.

**Acheminement** 

Conditions d'acheminement

• Température ambiante

- Le délai recommandé est de ≤24 heures, accepté jusqu'à 48 heures.
- Au-delà de 48 heures, la sensibilité est diminuée et le résultat est donné sous réserve.

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>



### **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• Culture
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	10 jours.
Tarif	
Tarif (CHF)	19.8
Condition(s) spéciale(s)	Si une culture bactérienne est effectuée, la microscopie (Score de

Nugent) n'est pas facturée.



Condition(s) spéciale(s)