

Catalogue des analyses - Laboratoire

Helicobacter pylori - Culture

Biopsie gastrique

Information(s) importante(s)

Attention

Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche spécifique d'Helicobacter pylori dans les échantillons de biopsie gastrique.

Indication diagnostique

Echec de tentative d'éradication.

Préparation du patient

1. Il est important que les biopsies parviennent le plus rapidement au laboratoire (< 2 heures) durant les heures d'ouverture (08h00 - 17h00).
2. Hors de cet horaire, un milieu de transport adéquat doit être utilisé (germes fragiles).

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Biopsie gastrique

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Volume minimum

2 biopsies

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Utilisation d'un milieu de transport spécifique à cette recherche
(germes fragiles)

Conservation

- Maximum une nuit si utilisation d'un milieu de transport adéquat.
- Si pas de milieu de transport à disposition, acheminer le plus rapidement (< 2 heures) au laboratoire selon horaire d'ouverture.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Germes fragiles, l'échantillon doit être acheminé au laboratoire
immédiatement (< 2 heures)

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réceptionLundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00**Téléphone**

021 31 44 280

AstreinteEn dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de microbiologie

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoireLundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

Astreinte

Microbiologie

Résultats**Délai de rendu**

< 1 mois

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- Culture

Post analytique

Tarif**Tarif (CHF)**

72