



Catalogue des analyses - Laboratoire

Helicobacter pylori culture

Biopsie gastrique

Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

Examen

But de l'analyse Recherche spécifique par culture d'Helicobacter pylori dans les échantillons de biopsie gastrique.

Ajout d'analyse L'analyse peut être ajoutée dans un délai de 24 heures.

Renseignement téléphonique 021 31 44 107

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée OUI

Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
743200
Lien
[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir Bon 151 verso - Bactériologie - Cocher Helicobacter pylori culture

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Biopsie gastrique

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Volume minimum 2 biopsies

Stabilité maximale avant envoi

Congelé Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation L'échantillon doit être acheminé le plus rapidement au laboratoire durant les heures d'ouverture. **Si ce n'est pas possible, les biopsies doivent être congelées dans un tube stérile sec (Sans ajout de solution physiologique).**

Conditions d'acheminement

- A température ambiante dans le cas où l'échantillon est acheminé rapidement.
- **Si les biopsies ont été congelées, elles doivent être acheminées congelées.**

Acheminement

Conditions d'acheminement Germe fragile, l'échantillon doit être acheminé au laboratoire immédiatement (Idéalement dans les 2 heures).

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception
Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00



Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de microbiologie

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

Téléphone 021 314 41 07

Astreinte Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode • Culture

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 72

Condition(s) spéciale(s) 3431.00 si positif (=Tarif indiqué) – Position 3430.00 si négatif