

Catalogue des analyses - Laboratoire

Hémoculture chez l'adulte

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Recherche par culture de bactéries et levures dans le sang.
- Faire parvenir au laboratoire une ou plusieurs paires. La paire comprend un flacon aérobique (bleu) + un flacon anaérobique (violet)
- En cas de suspicion de germes à croissance lente ou endocardite, une prolongation d'incubation peut-être demandée mais uniquement par téléphone au 021 314 41 07.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence

Fréquence et/ou horaire d'exécution

- Les flacons qui arrivent à la réception des laboratoires sont pris en charge et incubés de ~07h00 à 22h00 (7 jours sur 7)
- Les flacons positifs sont pris en charge de 07h00 à 19h00 (7 jours sur 7)

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Bon 151 recto, cocher le site (périphérique ou autre) de la prise (si besoin compléter le champ localisation en bas de page)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang

Instruction(s) particulière(s)

- Ne rien coller sur le code-barre du flacon
- Ne pas détacher le code-barre du flacon

Matériel standard

Contenant

Flacon BD BACTEC PLUS Aerobic/F Medium – bouchon bleu + Flacon
BD BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F Medium – bouchon violet



NULL

Volume minimum

8 à 10 ml de sang par flacon, respecter les volumes indiqués sur les
flacons (Ne pas aller au-delà de 10 ml, augmente le risque de faux
positifs)

Matériel pédiatrique

Quantité

Se référer à la fiche "Hémoculture chez l'enfant"

Matériel néonatalogie

Quantité

Se référer à la fiche "Hémoculture chez l'enfant"

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Température ambiante durant la nuit (Ne jamais mettre au frigo)

Acheminement

Conditions d'acheminement

Température ambiante et transfert dès que possible (recommandé ≤ à
24 heures)

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaires d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de microbiologie

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Horaires d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

Téléphone

021 314 41 07

Astreinte

Microbiologie

Résultats

Interprétation

En cas de positivité, les résultats sont communiqués par téléphone.

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Culture

Analyseur

Les flacons sont incubés 5 jours (Jusqu'à 14 jours si demande de prolongation, par exemple endocardite)



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	Non
Aliquote congelé	Non
Tarif	
Tarif (CHF)	139.5
Condition(s) spéciale(s)	Position 3305.00 si positif (= Tarif indiqué) - Position 3304.00 si négatif