

Catalogue des analyses - Laboratoire

Bactériologie - Hémoculture pédiatrique < 18 kg

Bactéries (sauf Mycobactéries) et Levures

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Recherche par culture de bactéries et levures dans le sang.
- La recherche de bactéries anaérobies n'est possible que dans le flacon Anaérobic, bouchon violet.
- En cas de suspicion de germes à croissance lente ou endocardite, une prolongation peut être demandée mais uniquement par téléphone au 021 314 4107.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire et service garde d'urgence

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Hémoculture par cathéter: Cocher également la localisation sur le bon.
Date et heure de prélèvement

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang

Instruction(s) particulière(s)

Ne rien coller sur le code-barre du flacon.
Ne pas détacher le code-barre du flacon.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Flacon BD BACTEC Peds Plus Medium - bouchon rose



NULL

Contenant(s) autre(s)

Ajout si nécessaire et si possible: Flacon LYTIC/10 ANAEROBIC/F
(bouchon violet)

Volume minimum

1 - 3 ml par flacon

Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Flacon BD BACTEC Peds Plus Medium - bouchon rose



NULL

Volume minimum

1 - 3 ml par flacon

Acheminement

Conditions d'acheminement

Acheminement immédiat par poste pneumatique ou par porteur.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réceptionLundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00**Téléphone**

021 31 44 280

AstreinteEn dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire**Prestataire**

Laboratoire de microbiologie

Site

BH18-100

AdresseBugnon 46
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

Horaire d'ouverture du laboratoireLundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00**Téléphone**

021 314 41 07

Astreinte

Microbiologie

Résultats**Interprétation**

Les résultats positifs sont communiqués par téléphone.

Méthode analytique**Principe de la méthode**

- Culture



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

139.5

Condition(s) spéciale(s)

Position 3305.00 si positif = 155 CHF - Position 3304.00 si négatif = 50 CHF.

Pas de surfacturation pour le 2ème flacon.