

Catalogue des analyses - Laboratoire

Parasitologie - *Enterobius vermicularis* (Oxyures) - Microscopie

Scotch-test anus

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Recherche par microscopie d'*Enterobius vermicularis* (Oxyures) sur scotch-test anal.
- Ne jamais envoyer de selles pour cette recherche.

Préparation du patient

Lors des démangeaisons, surtout matinales, appliquer avant la toilette, le scotch transparent d'environ 5 cm sur l'anus, puis le placer sur une lame porte-objet.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence et/ou horaire d'exécution

Du lundi au vendredi.

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Parasitologie

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Scotch-Test

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Lame porte-objet



NULL

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

Nuit et we

Acheminement

Conditions d'acheminement

- Bien emballer l'échantillon, peut-être contagieux.
- Dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie

Méthode analytique

Principe de la méthode • Microscopie

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 26.1