Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_01521

V10 - 22/10/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Bactéries - Panel PCR

Selles



Informations générales

Examen

- Détection par PCR dans les Selles de *Campylobacter, Salmonella, Shigella*, Shiga toxine, *E.coli* ETEC, *Yersinia, Plesiomonas shigelloides* et *Vibrio*.
- UN SEUL échantillon est suffisant par épisode infectieux.
- En fonction des résultats PCR et sur certains germes uniquement, une culture est effectuée afin de pouvoir effectuer un antibiogramme.

Indication diagnostique	Diarrhées acquises à domicile ou durant les 3 premiers jours d'hospitalisation.
Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Fréquence et/ou horaire d'exécution	Heures ouvrables du laboratoire du lundi au vendredi (non effectuée le week-end)
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	BactériologieMicrobiologique
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 743200 Lien 151 - IMU - Examens microbiologiques
Renseignements à fournir	Bon 151 recto - Selles - Cocher l'échantillon Bon 151 verso - Affections gastrointestinales - Cocher Panel bactérien

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Selles

Matériel standard

Quantité

Contenant Pot pour selles 30ml avec spatule bouchon à vis blanc





N° commande : 997242

	11 001111111111111111111111111111111111
Volume minimum	1/3 du tube pas plus
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.
Stabilité maximale avant envoi	
Réfrigéré	Nuit
Traitement du prélèvement pour requérants externes	

4°C

4°C
Température ambiante, délai moins de 24h.
T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.
Réception des laboratoires
BH18-100
Bugnon 46 1011 Lausanne
439
Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00



Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de microbiologie
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbiologie
Résultats	
Délai de rendu	< 24h
Méthode analytique	
Principe de la méthode	PCR en temps réel
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	10 jours.
Tarif	
Tarif (CHF)	237.6
Condition(s) spéciale(s)	• Les positions de base suivantes sont appliquées, 3326.00, 3424.10 et 3426.00.





• En fonction des cas de figures, une culture est effectuée afin de pouvoir réaliser un antibiogramme, la position 3326.00 est remplacée par 3327.00

