



Catalogue des analyses - Laboratoire

Bactéries - Panel PCR

Selles

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Détection par PCR dans les Selles de *Campylobacter*, *Salmonella*, *Shigella*, Shiga toxine, *E.coli* ETEC, *Yersinia*, *Plesiomonas shigelloides* et *Vibrio*.
- UN SEUL échantillon est suffisant par épisode infectieux.
- En fonction des résultats PCR et sur certains germes uniquement, une culture est effectuée afin de pouvoir effectuer un antibiogramme.

Indication diagnostique

Diarrhées acquises à domicile ou durant les 3 premiers jours d'hospitalisation.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Fréquence et/ou horaire d'exécution

Heures ouvrables du laboratoire du lundi au vendredi (non effectuée le week-end)

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Bactériologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Bon 151 recto - Selles - Cocher l'échantillon

Bon 151 verso - Affections gastrointestinales - Cocher Panel bactérien

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Selles

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Pot pour selles 30ml avec spatule bouchon à vis blanc



N° commande : 997242

Volume minimum

1/3 du tube pas plus

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

Température ambiante, délai moins de 24h.

Acheminement

Conditions d'acheminement

T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00



Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de microbiologie

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 08h00 à 14h00

Téléphone 021 314 41 07

Astreinte Microbiologie

Résultats

Délai de rendu < 24h

Méthode analytique

Principe de la méthode • PCR en temps réel

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 10 jours.

Tarif

Tarif (CHF) 237.6

Condition(s) spéciale(s) • Les positions de base suivantes sont appliquées, 3326.00, 3424.10 et 3426.00.



- En fonction des cas de figures, une culture est effectuée afin de pouvoir réaliser un antibiogramme, la position 3326.00 est remplacée par 3327.00