Catalogue des analyses - Laboratoire

B-D-glucan

Sérodiagnostic



Informations générales

Examen

Indication diagnostique

Si suspicion d'infection fongique invasive ou d'une pneumonie à

Pneumocystis, l'antigène 1,3-beta-D-glucan de la paroi du

champignon peut être recherché dans le sérum

Renseignement téléphonique 021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Sérologie microbienne

SynonymeAspergillose candidose champignons filamenteux galactomannane

infection fongique invasive pneumocystis

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

913346 **Lien**

060 - IMU - Examens sérologiques

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel

Connection Set Set Set

Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml sérum sans gel

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel





Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Matériel néonatologie

Quantité

Contenant

Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999008

Contenant(s) autre(s)

3 à 4 Microtubes 0.3 ml sérum

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

• Centrifuger durant 10 minutes à 2500G • Décanter le sérum, volume minimum : 2 ml

Conservation

Conditions d'acheminement

à T° ambiante
à -20°C si envoi >8 heures

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

BH18-100

Bugnon 46
1011 Lausanne

Horaire d'ouverture de la réceptionLundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30

439



Pneumatique

	,
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Cita	Réception des laboratoires

Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Analytique

Prestataire

Site web

Prestataire	Laboratoire de sérologie (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbio sérologie

Méthode analytique

Principe de la méthode • Dosage cynétique

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

