



Catalogue des analyses - Laboratoire

# B-D-glucan

Sérodiagnostic


## Informations générales

### Examen

<b>Indication diagnostique</b>	Si suspicion d'infection fongique invasive ou d'une pneumonie à Pneumocystis, l'antigène 1,3-beta-D-glucan de la paroi du champignon peut être recherché dans le sérum
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 107
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sérologie microbienne</li> </ul>
<b>Synonyme</b>	Aspergillose candidose champignons filamenteux galactomannane infection fongique invasive pneumocystis
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<p><b>Numéro de commande</b> 913346</p> <p><b>Lien</b> <a href="#">060 - IMU - Examens sérologiques</a></p>

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sang veineux</li> </ul>
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	<p>Tube 7.5 ml sérum gel</p>  <p>Monovette bouchon brun - N° commande : 732677</p>
<b>Contenant(s) autre(s)</b>	Tube 4.9 ml sérum sans gel
<b>Matériel pédiatrique</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

## Matériel néonatalogie

### Quantité

1

### Contenant

Tube 2.6 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 999008

### Contenant(s) autre(s)

3 à 4 Microtubes 0.3 ml sérum

## Stabilité maximale avant analyse

### Réfrigéré

Nuit et we

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

### Préparation

- Centrifuger durant 10 minutes à 2500G
- Décanter le sérum, volume minimum : 2 ml

### Conservation

4°C

### Conditions d'acheminement

à T° ambiante  
à -20°C si envoi >8 heures

## Acheminement

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30



Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

---

**Téléphone**

021 31 44 280

---

**Astreinte**

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

---

**Site web**

[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

---

**Prestataire**

Laboratoire de sérologie (microbiologie)

---

**Site**

BH18-100

---

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Tube pneumatique**

439

---

**Horaire d'ouverture du laboratoire**

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

---

**Téléphone**

021 314 41 07

---

**Astreinte**

Microbio sérologie

### Méthode analytique

#### Principe de la méthode

- Dosage cynétique

## Post analytique

### Tarif

---

**Tarif (CHF)**

81.9