Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Borrelia burgdorferi LCR**

Sérodiagnostic IgG + calcul de synthèse intrathécale

### Informations générales

**Examen** 

021 31 44 107 Renseignement téléphonique

Heures ouvrables du laboratoire Horaire de réalisation

OUI Analyse accréditée

· Sérologie microbienne **Spécialité** 

Lyme, neuroborréliose **Synonyme** 

**Prescription** 

Numéro de commande Formulaire de demande

913346

<u>060 - IMU - Examens sérologiques</u>

### Pré analytique

**Prélèvement** 

• Liquide céphalo-rachidien (LCR) **Nature** 

Associer systématiquement un échantillon de sang veineux (sérum) Instruction(s) particulière(s) lors de la recherche dans le LCR pour un dosage simultané.

NB: le cas échéant, un Quotient albumine LCR/Sérum est indispensable pour le calcul de la synthèse intrathécale.

Matériel standard

1 Quantité

Tube conique polypropylène stérile 15 ml **Contenant** 





Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum	2 ml
----------------	------

### Matériel pédiatrique

## **Quantité**

## **Contenant** Tube conique polypropylène stérile 15 ml





Bouchon bleu - N° commande : 929110

**Volume minimum** 

2 ml

#### Matériel néonatologie

Contenant

#### Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002


#### Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** Nuit et we

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Volume minimum 2 ml
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	à T° ambiante à -20°C si envoi >8 heures





#### **Acheminement**

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>



# **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de sérologie (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbio sérologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Chemiluminescence
Analyseur	LIAISON XL

# Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

