

Catalogue des analyses - Laboratoire

Borrelia burgdorferi LCR

Sérodiagnostic IgG + calcul de synthèse intrathécale

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Sérologie microbienne

Synonyme

Lyme, neuroborréliose

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

913346

Lien

[060 - IMU - Examens sérologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Instruction(s) particulière(s)

Associer systématiquement un échantillon de sang veineux (sérum) lors de la recherche dans le LCR pour un dosage simultané.

NB : le cas échéant, un Quotient albumine LCR/Sérum est indispensable pour le calcul de la synthèse intrathécale.

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum

2 ml

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

Volume minimum

2 ml

Matériel néonatalogie

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Volume minimum 2 ml

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

à T° ambiante
à -20°C si envoi >8 heures



Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de sérologie (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaires d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbio sérologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none"> • Chemiluminescence
Analyseur	LIAISON XL

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	15.7
--------------------	------