Catalogue des analyses - Laboratoire

Encéphalite à tiques

Sérodiagnostic IgG et IgM

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique 021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Sérologie microbienne

Synonyme FSME, TBE

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

913346 **Lien**

<u>060 - IMU - Examens sérologiques</u>

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel

Form Get 675 to 19

Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel





Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	 Centrifuger durant 10 minutes à 2500G
rieparation	• Décanter le sérum, volume minimum : 2 ml

Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	à T° ambiante à -20°C si envoi >8 heures
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de sérologie (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbio sérologie
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• EIA
Post analytique	
Tarif	
Tarif (CHF)	67.5



Condition(s) spéciale(s)

Supplément selon la liste des analyses facturables en sus