

Catalogue des analyses - Laboratoire

Oreillons

Sérodiagnostic IgG et IgM

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Sérologie microbienne

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

913346

Lien

[060 - IMU - Examens sérologiques](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Matériel néonatalogie

Quantité 1

Contenant Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

Contenant(s) autre(s) 4 Microtubes 0.3 ml sérum

Stabilité maximale avant analyse

Réfrigéré Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger durant 10 minutes à 2500G
Décanner le sérum, volume minimum : 2 ml

Conservation 4°C

Conditions d'acheminement à T° ambiante
à -20°C si envoi >8 heures

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00



Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de sérologie (microbiologie)

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 314 41 07

Astreinte Microbio sérologie

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Chemiluminescence

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 67.5

Condition(s) spéciale(s) Supplément selon la liste des analyses facturables en sus