Catalogue des analyses - Laboratoire

Rickettsia

Sérodiagnostic



Informations générales

Examen

But de l'analyseImportant : analyse sous-traitée, disponible uniquement en interne.

Renseignement téléphonique 021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse sous-traitée

• Sérologie microbienne

Synonyme Rickettsia conorii Rickettsia typhi

Rickettsia africae

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

913346 **Lien**

060 - IMU - Examens sérologiques

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel

Gran Cat 5/7 s to

Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml sérum sans gel





Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger durant 10 minutes à 2500G Décanter le sérum, volume minimum : 2 ml
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	A T° ambiante. Si envoi >8 heures à -20°C
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de sérologie (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbio sérologie

