

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Syphilis LCR

Sérodiagnostic Ig totales + synthèse intrathécale

## Informations générales

### Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"><li>Sérologie microbienne</li></ul>
Synonyme	TPHA, tréponème, neurosyphilis
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 913346 Lien <a href="#">060 - IMU - Examens sérologiques</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none"><li>Liquide céphalo-rachidien (LCR)</li></ul>
Instruction(s) particulière(s)	Associer systématiquement un échantillon de sang veineux (sérum) lors de la recherche dans le LCR pour un dosage simultané. NB : le cas échéant, un Quotient albumine LCR/Sérum est indispensable pour le calcul de la synthèse intrathécale.
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

**Volume minimum**

2-4 ml 2 ml

**Matériel pédiatrique**

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

<b>Volume minimum</b>	2 ml
<b>Stabilité maximale avant envoi</b>	
<b>Réfrigéré</b>	Nuit et we
<b>Traitement du prélèvement pour requérants externes</b>	
<b>Préparation</b>	Volume minimum 2 ml
<b>Conservation</b>	4°C
<b>Conditions d'acheminement</b>	à T° ambiante à -20°C si envoi >8 heures
<b>Acheminement</b>	
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne

## Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

### Téléphone

021 31 44 280

### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

### Site web

[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

#### Prestataire

Laboratoire de sérologie (microbiologie)

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Tube pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

#### Téléphone

021 314 41 07

#### Astreinte

Microbio sérologie

### Méthode analytique

#### Principe de la méthode

- Agglutination passive

## Post analytique

### Tarif

#### Tarif (CHF)

47.7

#### Condition(s) spéciale(s)

Supplément selon la liste des analyses facturables en sus