

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Syphilis sang

Sérodiagnostic Ig totales

## Informations générales

### Examen

Renseignement téléphonique	021 31 44 107
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sérologie microbienne</li></ul>
Synonyme	TPHA, TPPA, tréponème, lues
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 913346 Lien <a href="#">060 - IMU - Examens sérologiques</a>

## Pré analytique

### Prélèvement


Nature	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sang veineux</li></ul>
--------	--

### Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 7.5 ml sérum gel  Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

### Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

## Matériel néonatalogie

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 1.2 ml sérum

S-Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998994

<b>Contenant(s) autre(s)</b>	3 à 4 Microtubes 0.3 ml sérum
------------------------------	-------------------------------

## Stabilité maximale avant envoi

<b>Ambiant</b>	30 min
<b>Réfrigéré</b>	Nuit et we

## Traitemet du prélèvement pour requérants externes

<b>Préparation</b>	Centrifuger durant 10 minutes à 2500G Décanter le sérum, volume minimum : 2 ml
<b>Conservation</b>	4°C
<b>Conditions d'acheminement</b>	à T° ambiante à -20°C si envoi >8 heures

## Acheminement

<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30



Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

---

**Téléphone** 021 31 44 280

---

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

---

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

---

**Prestataire** Laboratoire de sérologie (microbiologie)

---

**Site** BH18-100

---

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Tube pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

---

**Téléphone** 021 314 41 07

---

**Astreinte** Microbio sérologie

### Méthode analytique

#### Principe de la méthode

- Chemiluminescence

## Post analytique

### Tarif

---

**Tarif (CHF)** 37.8

---

**Condition(s) spéciale(s)** Supplément selon la liste des analyses facturables en sus