Catalogue des analyses - Laboratoire

# Aspergillus antigène LBA

Sérodiagnostic

### Informations générales

**Examen** 

Renseignement téléphonique 021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée OUI

**Spécialité** • Sérologie microbienne

**Synonyme** Aspergillome aspergillose champignons filamenteux fungus-ball

galactomannane

**Prescription** 

Formulaire de demande Numéro de commande

913346 **Lien** 

060 - IMU - Examens sérologiques

### Pré analytique

**Prélèvement** 

• Lavage broncho-alvéolaire (LBA)

**Matériel standard** 

**Quantité** 

**Contenant** Récipient stérile, PS, fond plat





Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Contenant(s) autre(s)

Tube conique polypropylène stérile 15 ml

**Volume minimum** 

2 ml

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Contenant(s) autre(s)

Tube conique polypropylène stérile 15 ml

**Volume minimum** 

2 ml

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Volume minimum 2 ml

Conservation

4°C



Conditions d'acheminement	à T° ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

## **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de sérologie (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbio sérologie



## Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

**Condition(s) spéciale(s)**Supplément selon la liste des analyses facturables en sus

