



Catalogue des analyses - Laboratoire

Profil stéroïdes

Sang

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Le profil stéroïdes comprend les analyses suivantes: androstenedione, corticostérone, cortisol, cortisone, 11-deoxycortisol, 21-deoxycortisol, dehydroepiandrosterone 3-sulfate (DHEA-S), deoxycorticostérone, dihydrotestostérone (DHT), 17-hydroxyprogéstérone, 17-hydroxypregnénolone, pregnénolone, progestérone et la testostérone.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">Chimie clinique
Synonyme	profil stéroïdien, androstenedione, corticostérone, cortisol, cortisone, DHEA-S, 11-désoxcortisol, 21-désoxcortisol, désoxcorticostérone, dihydrotestostérone, 17-hydroxypregnénolone, 17-hydroxyprogéstérone, pregnénolone, progestérone, testostérone, DHT
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien <u>010 - Chimie clinique - Sang</u>
Autre formulaire de demande	Numéro de commande 999072 Lien <u>040 - Chimie clinique - Epreuves dynamiques sang</u>
Epreuve dynamiques	Consulter les protocoles de prélèvement dépendant des tests

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard**Quantité**

1

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

2 à 3 analyses sur héparinate de lithium:
1 tube 4.9 ml héparinate de lithium

Androstènedione, DHEAS, 17-hydroxyprogesterone: la même monovette (ces composés font partie du profil)

Traitements du prélèvement pour requérants externes**Préparation**

Centrifuger et décanter le plasma
Volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
Volume min pour l'analyse seule : 0.4 ml

Conservation

4°C
Si > 24 h, congeler à -20°C

Conditions d'acheminement

Transporteur : à T°C ambiante
Poste : à 4°C

Acheminement**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24



Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Interprétation

Le profil inclut les composés suivants: androstènedione, corticostérone, cortisol, cortisone, DHEA-S, 11-désoxcortisol, 21-désoxcortisol, désoxcorticostérone, dihydrotestostérone, 17-hydroxypregnénolone, 17-hydroxyprogesterone, pregnénolone, progestérone, testostérone

Intervalles de référence

Méthode analytique

Principe de la méthode

- LC-MS/MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 225