

Catalogue des analyses - Laboratoire

Profil stéroïdes

Sang

Informations générales

Examen

Indication diagnostique

Le profil stéroïdes comprend les analyses suivantes: androstènedione, corticostérone, cortisol, cortisone, 11-déoxycortisol, 21-déoxycortisol, dehydroepiandrosterone 3-sulfate (DHEA-S), deoxycorticostérone, dihydrotestostérone (DHT), 17-hydroxyprogestérone, 17-hydroxypregnénolone, pregnénolone, progestérone et la testostérone.

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme

profil stéroïdien, androstènedione, corticostérone, cortisol, cortisone, DHEA-S, 11-déoxycortisol, 21-déoxycortisol, déoxycorticostérone, dihydrotestostérone, 17-hydroxypregnénolone, 17-hydroxyprogestérone, pregnénolone, progestérone, testostérone, DHT

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

061219

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Autre formulaire de demande

Numéro de commande

903472

Lien

[040 - Chimie clinique - Epreuves dynamiques sang](#)

Epreuve dynamiques

Consulter les protocoles de prélèvement dépendant des tests

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette bouchon orange - N° commande : 510221

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

2 à 3 analyses sur héparinate de lithium:
1 tube 4.9 ml héparinate de lithium

Androstènedione, DHEAS, 17-hydroxyprogestérone: la même monovette suffit (ces composés font partie du profil)

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter le plasma
Volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
Volume min pour l'analyse seule : 0.4 ml

Conservation

4°C
Si > 24 h, congeler à -20°C

Conditions d'acheminement

Transporteur : à T°C ambiante
Poste : à 4°C

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 31 44 280

Site web

Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Interprétation

Le profil inclut les composés suivants: androstènedione, corticostérone, cortisol, cortisone, DHEA-S, 11-désoxycortisol, 21-désoxycortisol, désoxycorticostérone, dihydrotestostérone, 17-hydroxypregnénolone, 17-hydroxyprogestérone, pregnénolone, progestérone, testostérone

[Intervalles de référence](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode

- LC-MS/MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 225