

Catalogue des analyses - Laboratoire

Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Déceler un anticorps cliniquement significatif dans le plasma du patient ou bilan avant transfusion
Renseignement téléphonique	021 31 44 201
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">Immuno-hématologie
Synonyme	Anticorps immuns, anticorps irréguliers, transfusion, dépistage anticorps irréguliers, identification, RAI
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061244 Lien 033 - Unité de médecine transfusionnelle
Renseignements à fournir	Préciser si grossesse et date d'injection de la prophylaxie anti-D
Recommandations	Complément d'informations sur Tribu et sur le site internet de l'UMT (https://www.itransfusion.ch/fr/home)

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none">Sang veineux
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

Oui

Congelé

Non

Acheminement

Dépose des prélèvements

Unité de médecine transfusionnelle

Site

BH 18 606

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

549 PP07

Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

Téléphone

021 314 65 67

Astreinte

021 314 65 67

Site web

UMT

Analytique

Prestataire

Prestataire	Unité de médecine transfusionnelle
Site	BH 18 606
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24
Téléphone	021 314 657
Astreinte	UMT

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none"> Manuelle en gel ou en tubes selon la complexité du cas
Analyseur	Oui

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	29.7
Condition(s) spéciale(s)	Le tarif varie fortement en fonction des résultats obtenus et des analyses complémentaires réalisées.