



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Groupes sanguins ABO et Rhésus D (RH1)

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Préalable à la transfusion de produits sanguins labiles  
Les groupes sanguins ABO et Rhésus D (RH1) du patient doivent être confirmés (2 prélèvements distincts)

---

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 201

---

#### Horaire de réalisation

24h/24

---

#### Analyse accréditée

OUI

---

#### Spécialité

- Immuno-hématologie

### Prescription

---

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

061244

##### Lien

[033 - Unité de médecine transfusionnelle](#)

---

#### Recommendations

Complément d'informations sur Tribu et sur le site internet de l'UMT  
(<https://www.itransfusion.ch/fr/home>)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux


### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013


### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

#### Volume minimum

Enfants de 0 à < 4 mois: 1 Microtube 0.5 ml EDTA-K. Enfants de 4 mois à 1 tube EDTA-K 2.6 ml ( et 1 tube EDTA-K 1.2 ml si groupe non connu).

### Matériel néonatalogie

#### Quantité

1

#### Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

#### Volume minimum

Enfants de 0 à < 4 mois: 1 Microtube 0.5 ml EDTA-K.

### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

Oui

#### Congelé

Non

### Acheminement



## Dépose des prélèvements

Unité de médecine transfusionnelle

**Site** BH 18 606

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique** 549 PP07

**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24

**Téléphone** 021 314 65 67

**Astreinte** 021 314 65 67

**Site web** UMT

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Unité de médecine transfusionnelle

**Site** BH 18 606

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24h/24

**Téléphone** 021 314 657

**Astreinte** UMT

## Méthode analytique

### Principe de la méthode

- Manuelle en gel ou en tubes selon la complexité du cas

**Analyseur** Oui



## Post analytique

### Tarif

<b>Tarif (CHF)</b>	30.8
--------------------	------

---

<b>Condition(s) spéciale(s)</b>	En fonction des résultats des examens complémentaires peuvent être faits.
---------------------------------	---