Catalogue des analyses - Laboratoire

Test direct à l'antiglobuline

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Bilan avant transfusion, bilan d'anémie immuno-hémolytique
Renseignement téléphonique	021 31 44 201
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Immuno-hématologie
Synonyme	TDA, Test de Coombs direct
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061244 Lien 033 - Unité de médecine transfusionnelle
Recommandations	Complément d'informations sur Tribu et sur le site internet de l'UMT (<u>https://www.itransfusion.ch/fr/home</u>)



Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Matériel pédiatrique

Quantité ¹

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Volume minimumEnfants de 0 à < 4 mois: 1 Microtube 0.5 ml EDTA-K . Enfants de 4 mois

1 tube EDTA 2.6 ml.

Matériel néonatologie

Quantité

Contenant Microtube 0.5 ml EDTA-K

The second secon

Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

Volume minimum Enfants de 0 à < 4 mois: 1 Microtube 0.5 ml EDTA-K

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant Oui

Congelé

Acheminement



Dépose des prélèvements	Unité de médecine transfusionnelle
Site	BH 18 606
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	549 PP07
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 314 65 67
Astreinte	021 314 65 67
Site web	<u>UMT</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Unité de médecine transfusionnelle
Site	BH 18 606
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24
Téléphone	021 314 657
Astreinte	UMT

Méthode analytique

• Manuelle en gel ou en tubes selon la complexité du cas



Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

Condition(s) spéciale(s)Un test positif entraîne des coûts additionnels.

