



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Bilan d'hémolyse

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse** Suspicion d'hémolyse

**Renseignement téléphonique** 021 31 44 201

**Horaire de réalisation** 24h/24

**Analyse accréditée** OUI

**Spécialité** • Immuno-hématologie

### Prescription

**Formulaire de demande** **Numéro de commande**  
061244  
**Lien**  
[033 - Unité de médecine transfusionnelle](#)

**Renseignements à fournir** Motivation de la demande

**Recommandations** Complément d'informations sur Tribu et sur le site internet de l'UMT  
(<https://www.itransfusion.ch/fr/home>)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

2

#### Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 734810

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

2

#### Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 950059

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

Oui

#### Réfrigéré

Non

#### Congelé

Non

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Incuber un des tubes 2 heures à 37°C puis le décanter avant envoi. Ne pas réfrigérer.

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Acheminer les prélèvements dans les plus brefs délais en les protégeant des variations de températures. NE PAS RÉFRIGÉRER.

#### Dépose des prélèvements

Unité de médecine transfusionnelle

#### Site

BH 18 606

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne



**Pneumatique** 549 PP07

---

**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24

---

**Téléphone** 021 314 65 67

---

**Astreinte** 021 314 65 67

---

**Site web** [UMT](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Unité de médecine transfusionnelle

---

**Site** BH 18 606

---

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24h/24

---

**Téléphone** 021 314 657

---

**Astreinte** UMT

### Résultats

**Délai de rendu** 1-2 jours

### Méthode analytique

#### Principe de la méthode

- Manuelle en gel ou en tubes selon la complexité du cas

## Post analytique

### Tarif

#### Condition(s) spéciale(s)

Le tarif varie fortement en fonction des résultats obtenus et des analyses complémentaires réalisées.