



Catalogue des analyses - Laboratoire

Toxoplasmose Avidité

Sérodiagnostic IgG

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Permettre de dater plus précisément une infection (en particulier lors de découverte d'infection récente durant la grossesse)

Indication diagnostique

- Analyse devant idéalement être réalisée dans les quatre premiers mois de grossesse.
- Analyse non effectuée chez des enfants de moins d'1 an

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Sérologie microbienne

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

913346

Lien

[060 - IMU - Examens sérologiques](#)

Renseignements à fournir

Si cette analyse est demandée isolément, merci de nous fournir vos résultats sérologiques toxoplasmose (IgG et IgM)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Contenant(s) autre(s)

Sérum décanté après centrifugation

Volume minimum

0.5 ml de sérum décanté

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

Contenant(s) autre(s)

Sérum décanté après centrifugation

Volume minimum

0.5 ml de sérum décanté

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

30 min

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger durant 10 minutes à 2500G
Décanter le sérum, volume minimum : 1 ml

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

à T° ambiante
à -20°C si envoi >8 heures

Acheminement

Conditions d'acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de sérologie (microbiologie)
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 314 41 07
Astreinte	Microbio sérologie
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine
Interprétation	Interprétation incluse dans le rapport
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none"> • ELFA
Analyseur	VIDAS

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	Cinq ans
Tarif	
Tarif (CHF)	63.9
Condition(s) spéciale(s)	Supplément selon la liste des analyses facturables en sus