

Catalogue des analyses - Laboratoire

Toxoplasmose Avidité

Sérodiagnostic IgG

Informations générales

Examen

But de l'analyse Permettre de dater plus précisément une infection (en particulier lors de découverte d'infection récente durant la grossesse)

Indication diagnostique

- Analyse devant idéalement être réalisée dans les quatre premiers mois de grossesse.
- Analyse non effectuée chez des enfants de moins d'1 an

Renseignement téléphonique 021 31 44 107

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/semaine

Analyse accréditée OUI

Spécialité

- Sérologie microbienne

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande
913346

Lien
[060 - IMU - Examens sérologiques](#)

Renseignements à fournir Si cette analyse est demandée isolément, merci de nous fournir vos résultats sérologiques toxoplasmose (IgG et IgM)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Contenant(s) autre(s)

Sérum décanté après centrifugation

Volume minimum

0.5 ml de sérum décanté

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette bouchon blanc - N° commande : 510440

Contenant(s) autre(s)

Sérum décanté après centrifugation

Volume minimum

0.5 ml de sérum décanté

Matériel néonatalogie

Contenant(s) autre(s)

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

30 min

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger durant 10 minutes à 2500G
Décanter le sérum, volume minimum : 1 ml

Conservation

4°C



Conditions d'acheminement à T° ambiante
à -20°C si envoi >8 heures

Acheminement

Conditions d'acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de sérologie (microbiologie)

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 314 41 07

Astreinte Microbio sérologie

Résultats

Délai de rendu 1 semaine

Interprétation Interprétation incluse dans le rapport

Méthode analytique

Principe de la méthode • ELFA

Analyseur VIDAS

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé Cinq ans

Tarif

Tarif (CHF) 63.9

Condition(s) spéciale(s) Supplément selon la liste des analyses facturables en sus