



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Cytomégalovirus Avidité

Sérodiagnostic IgG

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse**

Permettre de dater plus précisément une infection (en particulier lors de découverte d'infection récente durant la grossesse)

**Indication diagnostique**

- Analyse non effectuée chez les enfants de moins d'1 an
- Noter que la maturation d'avidité peut être retardée chez les patient-e-s immunocompromis-es

**Renseignement téléphonique**

021 31 44 107

**Horaire de réalisation**

Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution**

1x/semaine

**Analyse accréditée**

OUI

**Spécialité**

- Sérologie microbienne

**Synonyme**

CMV

**Prescription****Formulaire de demande****Numéro de commande**

913346

**Lien**

[060 - IMU - Examens sérologiques](#)

**Renseignements à fournir**

Si cette analyse est demandée isolément, merci de nous fournir vos résultats sérologiques Cytomégalovirus (IgG et IgM)

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

**Contenant(s) autre(s)**

Sérum décanté après centrifugation

**Volume minimum**

0.5 ml de sérum décanté

### Matériel pédiatrique

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

**Contenant(s) autre(s)**

Sérum décanté après centrifugation

**Volume minimum**

0.5 ml de sérum décanté

### Stabilité maximale avant analyse

**Ambiant**

30 min

**Réfrigéré**

Nuit et we

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation**

Centrifuger durant 10 minutes à 2500G

Décanté le sérum, volume minimum : 1 ml

**Conservation**

4°C



<b>Conditions d'acheminement</b>	à T° ambiante à -20°C si envoi >8 heures
<b>Acheminement</b>	
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires</a></u>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de sérologie (microbiologie)
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
<b>Téléphone</b>	021 314 41 07
<b>Astreinte</b>	Microbio sérologie
<b>Résultats</b>	
<b>Délai de rendu</b>	1 semaine
<b>Interprétation</b>	Interprétation incluse dans le rapport
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ELFA</li></ul>
<b>Analyseur</b>	VIDAS

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Aliquote congelé</b>	Cinq ans
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	29.7
<b>Condition(s) spéciale(s)</b>	Supplément selon la liste des analyses facturables en sus