

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Recherche de transcrits par RT-MLPA

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Recherche de transcrits par RT-MLPA (Reverse Transcription and Multiplex Ligation-dépendent Probe Amplification). Cette technique permet de rechercher simultanément une centaine de transcrits de fusions, récurrents dans les hémopathies malignes.

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 209

#### Fréquence d'exécution

1x/mois

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Oncohématologie

#### Synonyme

Translocations chromosomiques

#### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[026 - Hématologie spéciale](#)

Info

Disponible au laboratoire

#### Renseignements à fournir

Motivation/renseignements cliniques sont essentiels

#### Recommandations

Le formulaire de demande est disponible au laboratoire: Tel. 44209

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Moelle osseuse
- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

En fonction du contexte clinique, Sang et/ou Moelle osseuse peuvent être analysés.

#### Matériel standard

#### Quantité

3

#### Contenant

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 906196

#### Contenant(s) autre(s)

L'analyse sur la moelle osseuse ne requiert que 2 à 3 ml de moelle dans un tube 7.5 ml EDTA

#### Volume minimum

Sang: 20 ml  
Moelle: 2 à 3 ml

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes peuvent suffire pour d'autres analyses de biologie moléculaire

#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

Idem adulte

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

24h

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conditions d'acheminement

Envoi express - Température ambiante

#### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant 12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

|  |  |
|--|--|
| <b>Adresse</b>                             | Bugnon 46<br>1011 Lausanne   |
| <b>Pneumatique</b>                         | 439  |
| <b>Horaire d'ouverture de la réception</b> | Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30<br>Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00          |
| <b>Téléphone</b>                           | 021 31 44 280  |
| <b>Astreinte</b>                           | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
| <b>Site web</b>                            | <a href="#">Réception des laboratoires</a>   |

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire central d'hématologie Hématologie moléculaire

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Téléphone** 021 31 44 209

**Site web** [Hématologie moléculaire](#)

### Résultats

**Délai de rendu** 1-3 semaines

**Interprétation** Transcrit de fusion présent ou absent.

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- Multiplex Ligation-dependent probe (MLPA)

**Technique** MPLA à partir de cDNA



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé**

ARN: 5 ans

**Tarif**

**Tarif (CHF)**

534.6